

Technische Daten Muffelöfen bis 1100°C

Muffelöfen KL 03/11

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 190 x T 140 x H 100
Volumen:	2,7 l
Außenabmessung (mm):	B 437 x T 444 x H 489
Leistung:	1,2 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	20 kg

Muffelöfen KL 05/11

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 240 x T 170 x H 130
Volumen:	5,3 l
Außenabmessung (mm):	B 487 x T 462 x H 519
Leistung:	2,4 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	35 kg

Muffelöfen KL 09/11

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 240 x T 260 x H 170
Volumen:	10,6 l
Außenabmessung (mm):	B 492 x T 537 x H 558
Leistung:	3,0 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	45 kg

Muffelöfen KL 15/11

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 370 x H 170
Volumen:	15,7 l
Außenabmessung (mm):	B 499 x T 648 x H 558
Leistung:	3,5 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	50 kg