

Technische Daten Veraschungsöfen bis 1100°C

Veraschungsöfen KLS 05/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 250 x H 140
Volumen:	7 l
Außenabmessung (mm):	B 550 x T 580 x H 650
Leistung:	2,0 kW
Spannung:	230 1/N V

Veraschungsöfen KLS 10/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 250 x H 200
Volumen:	10 l
Außenabmessung (mm):	B 560 x T 640 x H 720
Leistung:	3,6 kW
Spannung:	230 1/N V

Veraschungsöfen KLS 15/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 220 x T 300 x H 230
Volumen:	15 l
Außenabmessung (mm):	B 560 x T 640 x H 720
Leistung:	3,6 kW
Spannung:	230 1/N V

Veraschungsöfen KLS 30/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 280 x T 380 x H 280
Volumen:	30 l
Außenabmessung (mm):	B 590 x T 690 x H 790
Leistung:	6,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Veraschungsöfen KLS 45/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 300 x T 500 x H 300
Volumen:	45 l
Außenabmessung (mm):	B 660 x T 810 x H 820
Leistung:	7,5 kW
Spannung:	400 3/N V

Veraschungsöfen KLS 60/11/ASH

Max. Temperatur:	1100°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 500 x H 300
Volumen:	60 l
Außenabmessung (mm):	B 760 x T 840 x H 800
Leistung:	9,6 kW
Spannung:	400 3/N V