

## Technische Daten Veraschungsöfen bis 1200°C

### Veraschungsöfen KLS 05/12/ASH

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 250 x H 140</b>
<b>Volumen:</b>	<b>7 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 550 x T 580 x H 650</b>
<b>Leistung:</b>	<b>2,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Veraschungsöfen KLS 10/12/ASH

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 250 x H 200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>10 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 560 x T 640 x H 720</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3,6 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Veraschungsöfen KLS 15/12/ASH

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 220 x T 300 x H 230</b>
<b>Volumen:</b>	<b>15 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 560 x T 640 x H 720</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3,6 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Veraschungsöfen KLS 30/12/ASH

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 280 x T 380 x H 280</b>
<b>Volumen:</b>	<b>30 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 590 x T 690 x H 790</b>
<b>Leistung:</b>	<b>6,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Veraschungsöfen KLS 45/12/ASH

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 300 x T 500 x H 300</b>
<b>Volumen:</b>	<b>45 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 660 x T 810 x H 820</b>
<b>Leistung:</b>	<b>7,5 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

**Veraschungsöfen KLS 60/12/ASH**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 500 x H 300</b>
<b>Volumen:</b>	<b>60 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 760 x T 840 x H 800</b>
<b>Leistung:</b>	<b>9,6 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>