

## Technische Daten Kammeröfen

### Kammeröfen KM 10/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 250 x H 120</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 600 x H 700</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>69 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>8 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>2,5 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Kammeröfen KM 15/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 250 x H 200</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 700 x H 700</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>75 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>13 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3,6 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Kammeröfen KM 20/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 350 x H 200</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 700 x H 700</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>91 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>18 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>6,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Kammeröfen KM 30/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 500 x H 200</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 850 x H 700</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>105 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>30 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>7,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Kammeröfen KM 50/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 350 x T 500 x H 250</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 950 x T 1500 x H 1490</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>268 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>44 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>13 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

**Kammeröfen KM 70/13**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 350 x T 750 x H 250</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 950 x T 1500 x H 1740</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>330 kg</b>
<b>Volumen:</b>	<b>66 l</b>
<b>Leistung:</b>	<b>20 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>