

Technische Daten Labor – Kammeröfen mit geschlossener Muffel

Kammeröfen KLS 03/10/M

Max. Temperatur:	1000°C
Innenabmessung (mm):	B 140 x T 200 x H 110
Volumen:	3 l
Außenabmessung (mm):	B 320 x T 350 x H 410
Leistung:	1,5 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	20 kg

Kammeröfen KLS 07/11/M

Max. Temperatur:	1150°C
Innenabmessung (mm):	B 210 x T 280 x H 110
Volumen:	7 l
Außenabmessung (mm):	B 550 x T 580 x H 650
Leistung:	2,7 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	60 kg