

Technische Daten Hochtemperaturöfen mit SiC-Stabbeheizung bis 1500°C

Hochtemperaturöfen KLC 05/15

Max. Temperatur:	1500°C
Innenabmessung (mm):	B 150 x T 250 x H 140
Volumen:	5,3 l
Außenabmessung (mm):	B 550 x T 580 x H 650
Leistung:	4,8 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperaturöfen KLC 10/15

Max. Temperatur:	1500°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 250 x H 180
Volumen:	9,0 l
Außenabmessung (mm):	B 560 x T 640 x H 720
Leistung:	6,6 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperaturöfen KLC 15/15

Max. Temperatur:	1500°C
Innenabmessung (mm):	B 220 x T 310 x H 220
Volumen:	15,0 l
Außenabmessung (mm):	B 590 x T 690 x H 790
Leistung:	7,0 kW
Spannung:	400 3/N V

Hochtemperaturöfen KLC 30/15

Max. Temperatur:	1500°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 440 x H 270
Volumen:	29,7 l
Außenabmessung (mm):	B 660 x T 730 x H 800
Leistung:	11,5 kW
Spannung:	400 3/N V