

Technische Daten Hochtemperaturöfen mit SiC-Stabbeheizung bis 1600°C

Hochtemperaturöfen KLC 05/16

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Max. Temperatur: | 1600°C |
| Innenabmessung (mm): | B 150 x T 250 x H 140 |
| Volumen: | 5,3 l |
| Außenabmessung (mm): | B 550 x T 580 x H 650 |
| Leistung: | 5,2 kW |
| Spannung: | 400 3/N V |

Hochtemperaturöfen KLC 10/16

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Max. Temperatur: | 1600°C |
| Innenabmessung (mm): | B 200 x T 250 x H 180 |
| Volumen: | 9,0 l |
| Außenabmessung (mm): | B 560 x T 640 x H 720 |
| Leistung: | 6,9 kW |
| Spannung: | 400 3/N V |

Hochtemperaturöfen KLC 15/16

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Max. Temperatur: | 1600°C |
| Innenabmessung (mm): | B 220 x T 310 x H 220 |
| Volumen: | 15,0 l |
| Außenabmessung (mm): | B 590 x T 690 x H 790 |
| Leistung: | 7,0 kW |
| Spannung: | 400 3/N V |

Hochtemperaturöfen KLC 30/16

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Max. Temperatur: | 1600°C |
| Innenabmessung (mm): | B 250 x T 440 x H 270 |
| Volumen: | 29,7 l |
| Außenabmessung (mm): | B 660 x T 730 x H 800 |
| Leistung: | 11,5 kW |
| Spannung: | 400 3/N V |