

## Technische Daten Hochtemperaturöfen / Tischmodelle bis 1600°C

### Hochtemperaturöfen HTL 02/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 110 x T 120 x H 150</b>
<b>Volumen:</b>	<b>2 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 740 x T 440 x H 630</b>
<b>Leistung:</b>	<b>1,5 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>76 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTL 04/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 150 x T 150 x H 150</b>
<b>Volumen:</b>	<b>3,5 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 740 x T 440 x H 630</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>83 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTL 10/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 250 x H 200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>10 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 790 x T 540 x H 680</b>
<b>Leistung:</b>	<b>4,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>97 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTL 16/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 300 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>15,6 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 830 x T 550 x H 735</b>
<b>Leistung:</b>	<b>8 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>175 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTL 20/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 320 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>21 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 880 x T 570 x H 735</b>
<b>Leistung:</b>	<b>8 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>210 kg</b>