

Technische Daten Hochtemperaturöfen / Tischmodelle bis 1750°C

Hochtemperaturöfen HTL 02/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 110 x T 120 x H 150
Volumen:	2 l
Außenabmessung (mm):	B 740 x T 440 x H 630
Leistung:	1,5 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	76 kg

Hochtemperaturöfen HTL 04/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 150 x T 150 x H 150
Volumen:	3,5 l
Außenabmessung (mm):	B 740 x T 440 x H 630
Leistung:	3,0 kW
Spannung:	230 1/N V
Gewicht:	83 kg

Hochtemperaturöfen HTL 10/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 250 x H 200
Volumen:	10 l
Außenabmessung (mm):	B 790 x T 540 x H 680
Leistung:	4,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	97 kg

Hochtemperaturöfen HTL 16/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 300 x H 260
Volumen:	15,6 l
Außenabmessung (mm):	B 830 x T 550 x H 735
Leistung:	8 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	175 kg

Hochtemperaturöfen HTL 20/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 320 x H 260
Volumen:	21 l
Außenabmessung (mm):	B 880 x T 570 x H 735
Leistung:	8 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	210 kg