

## Technische Daten Hochtemperaturöfen / Standmodelle bis 1600°C

### Hochtemperaturöfen HTK 16/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 300 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>15,6 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 820 x T 655 x H 1570</b>
<b>Leistung:</b>	<b>8,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>285 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTK 20/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 320 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>21 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 675 x H 1570</b>
<b>Leistung:</b>	<b>8,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>295 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTK 40/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 300 x T 350 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>37 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 920 x T 705 x H 1660</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>375 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTK 50/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 550 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>48 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 905 x H 1660</b>
<b>Leistung:</b>	<b>18,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>655 kg</b>

### Hochtemperaturöfen HTK 70/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 400 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>64 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1020 x T 755 x H 1710</b>
<b>Leistung:</b>	<b>12,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>545 kg</b>