

Technische Daten Hochtemperaturöfen / Standmodelle bis 1750°C

Hochtemperaturöfen HTK 16/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 300 x H 260
Volumen:	15,6 l
Außenabmessung (mm):	B 820 x T 655 x H 1570
Leistung:	8,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	285 kg

Hochtemperaturöfen HTK 20/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 320 x H 260
Volumen:	21 l
Außenabmessung (mm):	B 870 x T 675 x H 1570
Leistung:	8,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	295 kg

Hochtemperaturöfen HTK 40/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 300 x T 350 x H 350
Volumen:	37 l
Außenabmessung (mm):	B 920 x T 705 x H 1660
Leistung:	11,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	375 kg

Hochtemperaturöfen HTK 50/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 550 x H 350
Volumen:	48 l
Außenabmessung (mm):	B 870 x T 905 x H 1660
Leistung:	18,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	655 kg

Hochtemperaturöfen HTK 70/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 400 x H 400
Volumen:	64 l
Außenabmessung (mm):	B 1020 x T 755 x H 1710
Leistung:	12,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	545 kg