

## Technische Daten Elevatoröfen

### Elevatoröfen ELS 08/11

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1100°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 200 x H 200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>8,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 630 x T 810 x H 1220</b>
<b>Leistung:</b>	<b>2,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Elevatoröfen ELS 08/12

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1200°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 200 x H 200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>8,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 630 x T 810 x H 1220</b>
<b>Leistung:</b>	<b>2,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Elevatoröfen ELS 08/13

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1300°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 200 x H 200</b>
<b>Volumen:</b>	<b>8,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 630 x T 810 x H 1220</b>
<b>Leistung:</b>	<b>2,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>

### Elevatoröfen ELS 08/14

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1400°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 180 x T 230 x H 180</b>
<b>Volumen:</b>	<b>7,5 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 630 x T 810 x H 1220</b>
<b>Leistung:</b>	<b>4,9 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

### Elevatoröfen ELS 08/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 180 x T 230 x H 180</b>
<b>Volumen:</b>	<b>7,5 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 620 x T 770 x H 1900</b>
<b>Leistung:</b>	<b>5,2 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>

**Elevatoröfen ELHT 08/16**

**Max. Temperatur:** 1600°C  
**Innenabmessung (mm):** B 200 x T 200 x H 200  
**Volumen:** 8,0 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Elevatoröfen ELHT 16/16**

**Max. Temperatur:** 1600°C  
**Innenabmessung (mm):** B 250 x T 250 x H 250  
**Volumen:** 15,6 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Elevatoröfen ELHT 08/17**

**Max. Temperatur:** 1700°C  
**Innenabmessung (mm):** B 200 x T 200 x H 200  
**Volumen:** 8,0 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Elevatoröfen ELHT 16/17**

**Max. Temperatur:** 1700°C  
**Innenabmessung (mm):** B 250 x T 250 x H 250  
**Volumen:** 15,6 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Elevatoröfen ELHT 08/18**

**Max. Temperatur:** 1800°C  
**Innenabmessung (mm):** B 200 x T 200 x H 200  
**Volumen:** 8,0 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V

**Elevatoröfen ELHT 16/18**

**Max. Temperatur:** 1800°C  
**Innenabmessung (mm):** B 250 x T 250 x H 250  
**Volumen:** 15,6 l  
**Außenabmessung (mm):** B 620 x T 770 x H 1900  
**Leistung:** 7,2 kW  
**Spannung:** 400 3/N V