

## Technische Daten Hochtemperatur-Trockenöfen

### Hochtemperatur-Trockenöfen KU 40/04/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>450°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 300 x T 400 x H 300</b>
<b>Volumen:</b>	<b>35,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 570 x T 1020 x H 1305</b>
<b>Leistung:</b>	<b>3,2 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>230 1/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>115 kg</b>

### Hochtemperatur-Trockenöfen KU 70/04/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>450°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 350 x T 500 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>70,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 620 x T 1120 x H 1405</b>
<b>Leistung:</b>	<b>4,3 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>130 kg</b>

### Hochtemperatur-Trockenöfen KU 140/04/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>450°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 450 x T 600 x H 500</b>
<b>Volumen:</b>	<b>140,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 720 x T 1220 x H 1505</b>
<b>Leistung:</b>	<b>5,8 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>205 kg</b>

### Hochtemperatur-Trockenöfen KU 270/04/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>450°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 600 x T 750 x H 600</b>
<b>Volumen:</b>	<b>270,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 1390 x H 1605</b>
<b>Leistung:</b>	<b>9,8 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>370 kg</b>

### Hochtemperatur-Trockenöfen KU 540/04/A

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>450°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 750 x T 900 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>540,0 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1020 x T 1540 x H 1805</b>
<b>Leistung:</b>	<b>13,8 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>540 kg</b>