

## Technische Daten Hochtemperatur-Kammeröfen 1600 °C

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 16/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 300 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>16 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 820 x T 655 x H 1650</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>310 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 20/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 320 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>20 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 675 x H 1650</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>325 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 40/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 300 x T 350 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>40 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 920 x T 705 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>370 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 50/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 550 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>50 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 905 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>18,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>455 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 70/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 400 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>65 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1100 x T 835 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>16,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>540 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 100/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 600 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>100 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1100 x T 1035 x H 1790</b>
<b>Leistung:</b>	<b>21,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>620 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 130/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 800 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>130 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1100 x T 1235 x H 1790</b>
<b>Leistung:</b>	<b>23,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>780 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 160/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 550 x H 550</b>
<b>Volumen:</b>	<b>150 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1200 x T 975 x H 1940</b>
<b>Leistung:</b>	<b>21,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>670 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 220/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 550 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>220 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1200 x T 975 x H 2190</b>
<b>Leistung:</b>	<b>27,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1000 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 300/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 1100 x H 550</b>
<b>Volumen:</b>	<b>300 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1260 x T 1605 x H 1940</b>
<b>Leistung:</b>	<b>32,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1270 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 500/16

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1600°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 1200 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>480 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1260 x T 1705 x H 2190</b>
<b>Leistung:</b>	<b>58,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1310 kg</b>