

## Technische Daten Hochtemperatur-Kammeröfen 1700 °C

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 16/17

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 200 x T 300 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>16 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 820 x T 655 x H 1650</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>310 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 20/17

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 320 x H 260</b>
<b>Volumen:</b>	<b>20 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 675 x H 1650</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>325 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 40/17

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 300 x T 350 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>40 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 920 x T 705 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>11,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>370 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 50/17

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 250 x T 550 x H 350</b>
<b>Volumen:</b>	<b>50 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 870 x T 905 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>18,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>455 kg</b>

### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 70/17

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 400 x T 400 x H 400</b>
<b>Volumen:</b>	<b>65 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1100 x T 835 x H 1740</b>
<b>Leistung:</b>	<b>16,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>540 kg</b>

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 100/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 600 x H 400
Volumen:	100 l
Außenabmessung (mm):	B 1100 x T 1035 x H 1790
Leistung:	21,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	620 kg

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 130/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 800 x H 400
Volumen:	130 l
Außenabmessung (mm):	B 1100 x T 1235 x H 1790
Leistung:	23,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	780 kg

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 160/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 550 x H 550
Volumen:	150 l
Außenabmessung (mm):	B 1200 x T 975 x H 1940
Leistung:	21,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	670 kg

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 220/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 550 x H 800
Volumen:	220 l
Außenabmessung (mm):	B 1200 x T 975 x H 2190
Leistung:	27,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	1000 kg

#### Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 300/17

Max. Temperatur:	1750°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 1100 x H 550
Volumen:	300 l
Außenabmessung (mm):	B 1260 x T 1605 x H 1940
Leistung:	32,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	1270 kg

**Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 500/17**

<b>Max. Temperatur:</b>	<b>1750°C</b>
<b>Innenabmessung (mm):</b>	<b>B 500 x T 1200 x H 800</b>
<b>Volumen:</b>	<b>480 l</b>
<b>Außenabmessung (mm):</b>	<b>B 1260 x T 1705 x H 2190</b>
<b>Leistung:</b>	<b>58,0 kW</b>
<b>Spannung:</b>	<b>400 3/N V</b>
<b>Gewicht:</b>	<b>1310 kg</b>