

Technische Daten Hochtemperatur-Kammeröfen 1800 °C

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 16/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 200 x T 300 x H 260
Volumen:	16 l
Außenabmessung (mm):	B 820 x T 655 x H 1650
Leistung:	11,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	310 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 20/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 320 x H 260
Volumen:	20 l
Außenabmessung (mm):	B 870 x T 675 x H 1650
Leistung:	11,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	325 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 40/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 300 x T 350 x H 350
Volumen:	40 l
Außenabmessung (mm):	B 920 x T 705 x H 1740
Leistung:	11,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	370 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 50/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 250 x T 550 x H 350
Volumen:	50 l
Außenabmessung (mm):	B 870 x T 905 x H 1740
Leistung:	18,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	455 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 70/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 400 x H 400
Volumen:	65 l
Außenabmessung (mm):	B 1100 x T 835 x H 1740
Leistung:	16,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	540 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 100/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 600 x H 400
Volumen:	100 l
Außenabmessung (mm):	B 1100 x T 1035 x H 1790
Leistung:	21,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	620 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 130/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 400 x T 800 x H 400
Volumen:	130 l
Außenabmessung (mm):	B 1100 x T 1235 x H 1790
Leistung:	23,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	780 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 160/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 550 x H 550
Volumen:	150 l
Außenabmessung (mm):	B 1200 x T 975 x H 1940
Leistung:	21,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	670 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 220/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 550 x H 800
Volumen:	220 l
Außenabmessung (mm):	B 1200 x T 975 x H 2190
Leistung:	27,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	1000 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 300/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 1100 x H 550
Volumen:	300 l
Außenabmessung (mm):	B 1260 x T 1605 x H 1940
Leistung:	32,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	1270 kg

Hochtemperatur-Kammeröfen HTK 500/18

Max. Temperatur:	1800°C
Innenabmessung (mm):	B 500 x T 1200 x H 800
Volumen:	480 l
Außenabmessung (mm):	B 1260 x T 1705 x H 2190
Leistung:	58,0 kW
Spannung:	400 3/N V
Gewicht:	1310 kg